

**Dr. NANO To**

*Бескомпромиссен к бактериям!*



**Двухрядные  
Зубные щётки**

с антибактериальным эффектом

# Dr. NANO TO

*Бескомпромиссен к бактериям!*



# Двухрядная зубная щетка с наночастицами золота Dr.NanoTo Nano Gold



## ЗОЛОТО

особо почитается в традициях Запада и Востока, как элемент Ян, образ солнца и высшего разума, связанный с жизненным началом, властью, любовью, красотой, успехом и здоровьем.



Первый ряд закругленных щетинок великолепно полирует эмаль, а второй ряд, тонких и удлиненных щетинок, отлично очищает все труднодоступные места, межзубные промежутки и участки между зубами и десной.

Ионы золота убивают 50% кишечной палочки (*Escherichia coli*).

В щетках Dr.NanoTo наночастицы золота вплавлены в щетинки,

а не нанесены на поверхность напылением.

Щетинки сделаны из высокостойкого к износу полиэтилентерефталата (PBT), который не впитывает в себя пасту и воду.

Средняя жесткость.

Элегантная, эргономичная и антискользящая ручка, состоящая из полипропилена (PP) и резины.

- уничтожаются бактерии
- профилактика пародонтоза
- массируются десна
- укрепляется местный иммунитет
- устраняется налет
- предупреждается образование зубного камня
- профилактика пришеечного кариеса
- эффективная гигиена полости рта
- устраняется неприятный запах изо рта
- освежается дыхание

## Польза от применения

Made in KOREA



# Двухрядная зубная щетка с наночастицами серебра Dr.NanoTo Nano Silver



**СЕРЕБРО**  
является лунным  
элементом Инь  
и известен в мире,  
как металл,  
проявляющий сильные  
антибактериальные  
свойства и защиту.



Первый ряд закругленных щетинок великолепно полирует эмаль, а второй ряд, тонких и удлиненных щетинок, отлично очищает все труднодоступные места, межзубные промежутки и участки между зубами и десной.

Ионы серебра убивают 99.9% кишечной палочки (*Escherichia coli*) и 99.9% золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus*).

В щетках Dr.NanoTo наночастицы серебра вплавлены в щетинки, а не нанесены на поверхность напылением.

Щетинки сделаны из высокостойкого к износу полиэтилентерефталата (ПВТ), который не впитывает в себя пасту и воду. Средняя жесткость.

Элегантная, эргономичная и антискользкая ручка, состоящая из полипропилена (PP) и резины.

- уничтожаются бактерии
- профилактика пародонтоза
- массируются десна
- укрепляется местный иммунитет
- устраняется налет
- предупреждается образование зубного камня
- профилактика пришеечного кариеса
- эффективная гигиена полости рта
- устраняется неприятный запах изо рта
- освежается дыхание

**Польза от применения**

M a d e  
i n  
K O R E A



# Двухрядная зубная щетка с нефритом Dr.NanoTo Jade

**Dr.NanoTo**  
Бескомпромиссен к бактериям!



## НЕФРИТ

особо почитается на Востоке, благодаря своим лечебным и магическим свойствам. Зеленый нефрит гармонизирует баланс Инь-Ян, нормализует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, снимает утомляемость.

Щетинки сделаны из высококачественного к износу полиэтилентерефталата (PET), который не впитывает в себя пасту и воду.

Средняя жесткость.

Элегантная, эргономичная и антискользкая ручка, состоящая из полипропилена (PP) и резины.

Древние называли нефрит камнем победы и амулетом удачи и здоровья.


Первый ряд закругленных щетинок великолепно полирует эмаль, а второй ряд, тонких и удлиненных щетинок, отлично очищает все труднодоступные места, межзубные промежутки и участки между зубами и десной.

Измельченный до мельчайших частиц, размером в 100ррм, нефрит является не агрессивным и одновременно отличным абразивным средством для чистки зубов.

- профилактика пародонтоза
- массируются десна
- укрепляется местный иммунитет
- устраняется налет
- предупреждается образование зубного камня
- профилактика пришеечного кариеса
- эффективная гигиена полости рта
- устраняется неприятный запах изо рта
- освежается дыхание

**Полезьа от применения**

M  
a  
d  
e  
i  
n  
K  
O  
R  
E  
A



# Двухрядная зубная щетка с древесным углем и наночастицами золота

## Dr.NanoTo Charcoal & Nano Gold



**Dr.NanoTo**  
Бескомпромиссен к бактериям!

**Комбинированный эффект от одновременного использования активированного угля и наночастиц золота значительно усиливает гигиенические и антибактериальные свойства зубной щетки.**

Первый ряд закругленных щетинок великолепно полирует эмаль, а второй ряд, тонких и удлиненных щетинок, отлично очищает все труднодоступные места, межзубные промежутки и участки между зубами и десной.

Ионы золота и частицы активированного бамбукового угля убивают 99.9% кишечной палочки (*Escherichia coli*).



В щетках Dr.NanoTo наночастицы золота вплавлены в щетинки, а не нанесены на поверхность напылением.

Щетинки сделаны из высокостойкого к износу полиэтилентерефталата (PBT), который не впитывает в себя пасту и воду. Средняя жесткость.

Элегантная, эргономичная и антискользящая ручка, состоящая из полипропилена (PP) и резины.

- уничтожаются бактерии
- профилактика пародонтоза
- массируются десна
- укрепляется местный иммунитет
- устраняется налет
- предупреждается образование зубного камня
- профилактика пришеечного кариеса
- эффективная гигиена полости рта
- устраняется неприятный запах изо рта
- освежается дыхание

**Польза от применения**



Made in KOREA

# Двухрядная зубная щетка с древесным углем и наночастицами серебра Dr.NanoTo Charcoal & Nano Silver

**Dr.NanoTo**  
Бескомпромиссен к бактериям!



**Комбинированный эффект от одновременного использования активированного угля и наночастиц серебра значительно усиливает гигиенические и антибактериальные свойства зубной щетки.**

В щетках Dr.NanoTo наночастицы серебра вплавлены в щетины, а не нанесены на поверхность напылением.

Щетины сделаны из высокостойкого к износу полиэтилентерефталата (PBT), который не впитывает в себя пасту и воду. Средняя жесткость.

Элегантная, эргономичная и антискользящая ручка, состоящая из полипропилена (PP) и резины.

Первый ряд закругленных щетинок великолепно полирует эмаль, а второй ряд, тонких и удлиненных щетинок, отлично очищает все труднодоступные места, межзубные промежутки и участки между зубами и десной.

Ионы серебра убивают 99.9% кишечной палочки (*Escherichia coli*) и 99.9% золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus*).

## Польза от применения

- уничтожаются бактерии
- профилактика пародонтоза
- массируются десна
- укрепляется местный иммунитет
- устраняется налет
- предупреждается образование зубного камня
- профилактика пришеечного кариеса
- эффективная гигиена полости рта
- устраняется неприятный запах изо рта
- освежается дыхание

M a d e  
i n  
K O R E A



# Двухрядная зубная щетка “Компактная” с древесным углем и наночастицами серебра Dr.NanoTo Compact Charcoal & Nano Silver

**Dr.NanoTo**  
Бескомпромиссен к бактериям!



Комбинированный эффект от одновременного использования активированного угля и наночастиц серебра значительно усиливает гигиенические и антибактериальные свойства зубной щетки.

Первый ряд закругленных щетинок великолепно полирует эмаль, а второй ряд, тонких и удлиненных щетинок, отлично очищает все труднодоступные места, межзубные промежутки и участки между зубами и десной.

Ионы серебра убивают 99.9% кишечной палочки (*Escherichia coli*) и 99.9% золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus*).

В щетках Dr.NanoTo наночастицы серебра вплавлены в щетинки, а не нанесены на поверхность напылением.

“Компактная” особо рекомендована людям, носящим брекетy, для щадящей и эффективной гигиены полости рта.

Щетинки сделаны из высокостойкого к износу полиэтилентерефталата (PET), который не впитывает в себя пасту и воду.


Средняя жесткость.

Элегантная, эргономичная и антискользящая ручка, состоящая из полипропилена (PP) и резины.

- уничтожаются бактерии
- профилактика пародонтоза
- массируются десна
- укрепляется местный иммунитет
- устраняется налет
- предупреждается образование зубного камня
- профилактика пришеечного кариеса
- эффективная гигиена полости рта
- устраняется неприятный запах изо рта
- освежается дыхание

**Полезьа от применения**

M a d e  
i n  
K O R E A





# Двухрядная зубная щетка "Юниор" с наночастицами золота Dr.NanoTo Jr. Nano Gold



## ЗОЛОТО

особо почитается в традициях  
Запада и Востока,  
как элемент, Ян, образ солнца  
и высшего разума,  
связанный с жизненным  
началом, властью, любовью,  
красотой, успехом  
и здоровьем.



M a d e  
i n  
K O R E A

Первый ряд закругленных щетинок великолепно полирует эмаль, а второй ряд, тонких и удлиненных щетинок, отлично очищает все труднодоступные места, межзубные промежутки и участки между зубами и десной.

Ионы золота убивают 50% кишечной палочки (Escherichia coli).

В щетках Dr.NanoTo наночастицы золота вплавлены в щетинки,

а не нанесены на поверхность напылением.

Щетинки сделаны из высокостойкого к износу полиэтилентерефталата (PBT), который не впитывает в себя пасту и воду. Средняя жесткость.

Элегантная, эргономичная и антискользящая ручка, состоящая из полипропилена (PP) и резины.

"Юниор" идеально обеспечивает гигиену полости рта у подростков.

## Польза от применения

- уничтожаются бактерии
- профилактика пародонтоза
- массируются десна
- укрепляется местный иммунитет
- устраняется налет
- предупреждается образование зубного камня
- профилактика пришеечного кариеса
- эффективная гигиена полости рта
- устраняется неприятный запах изо рта
- освежается дыхание



# Двухрядная зубная щетка с древесным углем Dr.NanoTo Charcoal



Мельчайшие частицы угля,  
размером в 100ррт,  
высокоэффективное  
и абсолютно безопасное  
средство для гигиены  
полости рта.



Первый ряд закругленных щетинок великолепно полирует эмаль, а второй ряд, тонких и удлиненных щетинок, отлично очищает все труднодоступные места, межзубные промежутки и участки между зубами и десной.

Активированный уголь корейского бамбука имеет высокую пористость, обладает сильным дезодорирующим эффектом, поглощает вредные вещества, предотвращает

неприятные запахи и убивает 99,9% кишечной палочки (*Escherichia coli*).

Щетинки сделаны из высокопрочного и износоустойчивого полиэтилентерефталата (PBT), который не впитывает в себя пасту и воду.

Средняя жесткость.

Элегантная, эргономичная и антискользкая ручка, состоящая из полипропилена (PP) и резины.

- уничтожаются бактерии
- профилактика пародонтоза
- массируются десна
- укрепляется местный иммунитет
- устраняется налет
- предупреждается образование зубного камня
- профилактика пришеечного кариеса
- эффективная гигиена полости рта
- устраняется неприятный запах изо рта
- освежается дыхание

**Польза от применения**

M a d e  
I n  
K O R E A





Dr. NANO To

Dr. NANO TO

Бескомпромиссен к бактериям!

