



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 августа 2016 года № РЗН 2016/4560

На медицинское изделие

Боры алмазные Dentex Dental Industrial для турбинного наконечника

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Торнадо-Дент"

(ООО "Торнадо-Дент"), Россия, 109469, Москва, ул. Поречная, д. 27, корп. 1

Производитель

"Дентекс Дентал Индастриал Корп.", Тайвань,

**Dentex Dental Industrial Corp., 8F., No. 8, Lane 348, Sec. 2, Chung Shang Rd,
Chong-Ho Dist., New Taipei City 235, Taiwan**

Место производства медицинского изделия

**Dentex Dental Industrial Corp., 8F., No. 8, Lane 348, Sec. 2, Chung Shang Rd,
Chong-Ho Dist., New Taipei City 235, Taiwan**

Номер регистрационного досье № РД-9823/66820 от 30.12.2015

Вид медицинского изделия **241900**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 3370**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 12 августа 2016 года № 8260
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0018477

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 12 августа 2016 года № РЗН 2016/4560

Лист 1

На медицинское изделие

Боры алмазные Dentex Dental Industrial для турбинного наконечника, в следующих вариантах исполнения:

1. Очень грубой зернистости:

- шаровидные: SC102, SC103, SC104, SC105, SC106, SC361, SC103L, SC104L, SC105L, SC106L;
- грушевидные: SC366A;
- цилиндр с плоским концом: SC206B, SC302;
- цилиндр с закругленным концом: SC349B;
- цилиндр с усеченным концом: SC317;
- конус с плоским концом: SC307, SC312;
- конус с закругленным концом: SC321, SC322, SC325, SC326;
- конус с усеченным концом: SC372B, SC372C, SC373, SC374, SC222;
- пламя удлиненное: SC341, SC344C;
- яйцевидные: SC416;
- пламевидные: SC300.

2. Грубой зернистости:

- шаровидные: C102, C103, C104, C105, C106, C360, C103L, C104L, C105L, C106L;
- обратный конус: C124;
- грушевидные: C232, C366A, C366, C367, C368;
- цилиндр с плоским концом: C203, C206, C301, C302;
- цилиндр с закругленным концом: C350, C351;
- цилиндр с усеченным концом: C218, C316, C317, C318, C352, C352B, C357;
- конус с плоским концом: C236, C210, C212, C214, C306, C312, C313, C402;
- конус с закругленным концом: C321, C322, C323, C324, C325, C326;
- конус с усеченным концом: C222, C373, C374;
- пламя высокое: C165;
- пламя удлиненное: C341, C342, C343;
- колесовидные: C436, C516;
- яйцевидные: C416;
- пламевидные: C296, C300.

3. Средней зернистости:

- шаровидные: 102, 103, 104, 105, 106, 360, 361, 362, 410, 102L, 103L, 104L, 105L, 106L, S103, S105, S106;
- шаровидные с юбочкой: 113, 114, 115, 116, 381, 438H, 438I, 438J, S113, S115;
- обратный конус: 123, 124, 125, 126, 226, 227, 228, S227;
- обратный конус с юбочкой: 133, 134, 135, 136, 142, 143, S133;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0023998

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 августа 2016 года № РЗН 2016/4560

Лист 2

- грушевидные: 230В, 231, 232, 366А, 366, 367, 368, 525, S368;
- цилиндр с плоским концом: 202, 203, 204, 205, 206, 206В, 206С, 206D, 301, 302, 302В, 303, 304, 304В, 304С, S202;
- цилиндр с закругленным концом: 511, 512, 513, 270, 270В, 271, 272, 273, 347, 348, 349, 349В, 349С, 350, 351, 350F, S271;
- цилиндр с усеченным концом: 216, 217, 218, 315, 316, 317, 318, 318А, 319, 256, 257, 352А, 352, 352В, 357А, 357, 358, 359, S217;
- конус с плоским концом: 235, 236, 237, 210, 210В, 211, 212, 214, 407, 305, 306, 307, 308, 401, 409, 310, 311, 312, 313, 402, 403, 355, S306;
- конус с закругленным концом: 245, 246, 250, 251, 252, 253, 320, 320А, 321, 322, 323, 323В, 404, 417, 324, 325, 326, 326В, 406, 514, S320;
- конус с усеченным концом: 220, 221, 222, 223, 370, 371, 372, 372В, 372С, 405, 373А, 373В, 373С, 373L, 373, 374, 414, 385, 385А;
- игла: 336, 336В, 337, 338, 412, 336L, 337L, S332;
- пламя высокое: 165;
- пламя удлиненное: 286, 287, 288, 289, 340, 341, 342, 343, 344А, 344В, 344С, 344, 446;
- колесовидные: 436, 516, S436;
- яйцевидные: 255, 396, 416;
- пламевидные: 241, 296, 300;
- ромбовидные: 419, 500, 501, 502;
- линзовидные: 422;
- конус с закругленным (атравматичным) концом: 481, 482, 483, 484, 485.

4. Мелкой зернистости:

- шаровидные: F105, F106, F360;
- грушевидные: F366, F368;
- цилиндр с закругленным концом: F350, F351, F350F;
- цилиндр с усеченным концом: F316, F317, F352, F357;
- конус с плоским концом: F212, F306, F311;
- конус с закругленным концом: F320, F321, F323, F325, F326;
- конус с усеченным концом: F222, F373;
- игла: F337, F336L, F337L;
- пламя удлиненное: F341, F342, F343;
- яйцевидные: F396, F416;
- пламевидные: F241, F296, F300.

5. Очень мелкой зернистости:

- шаровидные: XF102, XF103, XF104, XF360;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0023993

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 12 августа 2016 года № РЗН 2016/4560

Лист 3

- грушевидные: XF366; XF368;
- цилиндр с усеченным концом: XF316, XF317;
- конус с плоским концом: XF212, XF306, XF312;
- конус с усеченным концом: XF222, XF373;
- игла: XF337, XF336L, XF337L;
- пламя высокое: XF165;
- пламя удлиненное: XF341, XF342, XF343;
- пламевидные: XF241, XF296, XF300.

≡

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0023994