

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Торнадо - Дент» (ООО «Торнадо - Дент»)

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии
Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 14.06.2006 г.
ОГРН: 1067746699756

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 109469, Россия, г. Москва, ул. Поречная, д. 27, корп. 1. Фактический адрес: 109469, Россия, г. Москва, ул. Поречная, д. 27, корп. 1, телефон: +7(499) 722-75-90

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Аракеяна Александра Павловича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Боры алмазные Dentex Dental Industrial для турбинного наконечника, в следующих вариантах исполнения:

1. Очень грубой зернистости:

- шаровидные: SC102, SC103, SC104, SC105, SC106, SC361, SC103L, SC104L, SC105L, SC106L;
- грушевидные: SC366A;
- цилиндр с плоским концом: SC206B, SC302;
- цилиндр с закругленным концом: SC349B;
- цилиндр с усеченным концом: SC317;
- конус с плоским концом: SC307, SC312;
- конус с закругленным концом: SC321, SC322, SC325, SC326;
- конус с усеченным концом: SC372B, SC372C, SC373, SC374, SC222;
- пламя удлиненное: SC341, SC344C;
- яйцевидные: SC416;
- пламевидные: SC300.

2. Грубой зернистости:

- шаровидные: C102, C103, C104, C105, C106, C360, C103L, C104L, C105L, C106L;
- обратный конус: C124;
- грушевидные: C232, C366A, C366, C367, C368;
- цилиндр с плоским концом: C203, C206, C301, C302;
- цилиндр с закругленным концом: C350, C351;
- цилиндр с усеченным концом: C218, C316, C317, C318, C352, C352B, C357;
- конус с плоским концом: C236, C210, C212, C214, C306, C312, C313, C402;
- конус с закругленным концом: C321, C322, C323, C324, C325, C326;
- конус с усеченным концом: C222, C373, C374;
- пламя высокое: C165;
- пламя удлиненное: C341, C342, C343;
- колесовидные: C436, C516;
- яйцевидные: C416;
- пламевидные: C296, C300.

3. Средней зернистости:

- шаровидные: 102, 103, 104, 105, 106, 360, 361, 362, 410, 102L, 103L, 104L, 105L, 106L, S103, S105, S106;
- шаровидные с юбочкой: 113, 114, 115, 116, 381, 438H, 438I, 438J, S113, S115;
- обратный конус: 123, 124, 125, 126, 226, 227, 228, S227;
- обратный конус с юбочкой: 133, 134, 135, 136, 142, 143, S133;
- грушевидные: 230B, 231, 232, 366A, 366, 367, 368, 525, S368;
- цилиндр с плоским концом: 202, 203, 204, 205, 206, 206B, 206C, 206D, 301, 302, 302B, 303, 304, 304B, 304C, S202;
- цилиндр с закругленным концом: 511, 512, 513, 270, 270B, 271, 272, 273, 347, 348, 349, 349B, 349C, 350, 351, 350F, S271;
- цилиндр с усеченным концом: 216, 217, 218, 315, 316, 317, 318, 318A, 319, 256, 257, 352A, 352, 352B, 357A, 357, 358, 359, S217;
- конус с плоским концом: 235, 236, 237, 210, 210B, 211, 212, 214, 407, 305, 306, 307, 308, 401, 409, 310, 311, 312, 313, 402, 403, 355, S306;
- конус с закругленным концом: 245, 246, 250, 251, 252, 253, 320, 320A, 321, 322, 323, 323B, 404, 417, 324, 325, 326, 326B, 406, 514, S320;
- конус с усеченным концом: 220, 221, 222, 223, 370, 371, 372, 372B, 372C, 405, 373A, 373B, 373C, 373L, 373, 374, 414, 385, 385A;
- игла: 336, 336B, 337, 338, 412, 336L, 337L, S332;
- пламя высокое: 165;
- пламя удлиненное: 286, 287, 288, 289, 340, 341, 342, 343, 344A, 344B, 344C, 344, 446;
- колесовидные: 436, 516, S436;
- яйцевидные: 255, 396, 416;
- пламевидные: 241, 296, 300;
- ромбовидные: 419, 500, 501, 502;

- линзовидные: 422;
 - конус с закругленным (атравматичным) концом: 481, 482, 483, 484, 485.
4. Мелкой зернистости: - шаровидные: F105, F106, F360;
- грушевидные: F366, F368;
 - цилиндр с закругленным концом: F350, F351, F350F;
 - цилиндр с усеченным концом: F316, F317, F352, F357;
 - конус с плоским концом: F212, F306, F311;
 - конус с закругленным концом: F320, F321, F323, F325, F326;
 - конус с усеченным концом: F222, F373;
 - игла: F337, F336L, F337L;
 - пламя удлиненное: F341, F342, F343;
 - яйцевидные: F396, F416;
 - пламевидные: F241, F296, F300.

5. Очень мелкой зернистости:

- шаровидные: XF102, XF103, XF104, XF360;
- грушевидные: XF366; XF368;
- цилиндр с усеченным концом: XF316, XF317;
- конус с плоским концом: XF212, XF306, XF312;
- конус с усеченным концом: XF222, XF373;
- игла: XF337, XF336L, XF337L;
- пламя высокое: XF165;
- пламя удлиненное: XF341, XF342, XF343;
- пламевидные: XF241, XF296, XF300.

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 32.50.13.190, Код ТН ВЭД 9018 49 100 0

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: «Дентекс Дентал Индастриал Корп.» / «Dentex Dental Industrial Corp» .

Адрес: 8F., No. 8, Lane 348, Sec. 2, Chung Shang Rd, Chong-Ho Dist., New Taipei City 235, Taiwan, Тайвань (Китай)

(наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ 19126-2007 (Раздел 5), ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-9-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-15-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ 22090.1-93 (ИСО 3823-1-86) (Разделы 5 – 10), ГОСТ 22090.2-93 (ИСО 3823-2-86) (Разделы 5 – 10), ГОСТ Р ИСО 7711-1-2010 (Разделы 4 – 9), , ГОСТ Р ИСО 7786-2010 (Разделы 4 – 6), ГОСТ Р 50444-92 Разделы 3, 4, ГОСТ 26634-91 (ИСО 1797-85) Разделы 5 – 8

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Регистрационное Удостоверение №РЗН 2016/4560 от 12.08.2016 года выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР). Сертификата на систему менеджмента качества № 248714-2017-AQ-RGC-NA-PS Rev1.0 выдан 08.10.2018 года, действителен до 22.05.2021 года.

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 21.05.2019

Декларация о соответствии действительна до 20.05.2022 г.

М.П. _____

(подпись)

А.П. Аракелян _____

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.11АДЗ7, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД Контроль"

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, ул. Сушѳевский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-ТW.АДЗ7.В.12066/19, от 21.05.2019

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. _____

Сальникова Елена Александровна _____

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

